

FICHE PRODUIT

Seringue à insuline 3 pièces non montée à faible espace mort 1 mL 1CC 100U

Référence : SOC-12912

Description du produit

Seringue à insuline 3 pièces non montée à faible espace mort 1 mL 1CC 100U

Référence appréciée des soignants, la **seringue à insuline** Euromedis offre une administration fluide et un contrôle parfait du dosage. Adaptée aux injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses selon l'aiguille associée, elle s'utilise en milieu hospitalier comme à domicile.

Conception et matériaux

Sa structure en trois pièces intègre un joint en caoutchouc sur le piston : le glissement est plus souple et la force de poussée réduite, pour un dosage tout en finesse et un grand confort pour le patient.

Un dosage précis de l'insuline

Ses graduations en unités internationales permettent un ajustement précis des doses d'insuline, essentiel dans le suivi du diabète. Le corps clair facilite la vérification visuelle de la dose avant chaque injection.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

Caractéristiques principales

- Conception 3 pièces (corps, piston et joint caoutchouc) pour un glissement doux et régulier.
- Graduations en unités internationales pour un dosage précis de l'insuline.
- Capacité disponible : 1 ml.
- Livrée non montée (sans aiguille), compatible avec les aiguilles à embout Luer.
- Faible espace mort : réduit les pertes de produit et optimise chaque dose.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18467-seringue-a-insuline-3-pieces-non-montee-a-faible-espace-mort-1-ml-1cc-100u.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com