

FICHE PRODUIT

Seringue 3 pièces non montée

Référence : SOC-11342

Description du produit

Seringue 3 pièces non montée

Conçue pour les professionnels de santé, la **seringue 3 pièces** Nipro associe fiabilité, confort d'utilisation et dosage exact. Adaptée aux injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses selon l'aiguille associée, elle s'utilise en milieu hospitalier comme à domicile.

Conception et matériaux

Sa structure en trois pièces intègre un joint en caoutchouc sur le piston : le glissement est plus souple et la force de poussée réduite, pour un dosage tout en finesse et un grand confort pour le patient.

Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Conception 3 pièces (corps, piston et joint caoutchouc) pour un glissement doux et régulier.
- Livrée non montée (sans aiguille), compatible avec les aiguilles à embout Luer.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18471-seringue-3-pieces-non-montee.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 3 mL - Cône Luer centré	SOC-106071	
Contenance - 5 mL - Cône Luer centré	SOC-106072	
Contenance - 10 mL - Cône Luer Lock Sous 1 à 2 semaines	SOC-106076	
Contenance - 10 mL - Cône Luer excentré	SOC-106073	
Contenance - 10 mL - Cône Luer centré Sous 1 à 2 semaines	SOC-106077	
Contenance - 20 mL - Cône Luer excentré Sous 1 à 2 semaines	SOC-106074	
Contenance - 30 mL - Cône Luer excentré	SOC-106075	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com