

FICHE PRODUIT

Seringue insuline non montée 1ml

Référence : SOC-11235

Description du produit

Seringue insuline non montée 1ml

Référence appréciée des soignants, la **seringue à insuline** PIC offre une administration fluide et un contrôle parfait du dosage. Elle s'emploie aussi bien pour les injections de routine que pour le transfert et l'aspiration de médicaments.

Conception et matériaux

Fabriquée en polypropylène inerte, sans latex ni DEHP, elle assure une parfaite compatibilité avec les patients sensibles et une grande stabilité du produit injecté.

Un dosage précis de l'insuline

Ses graduations en unités internationales permettent un ajustement précis des doses d'insuline, essentiel dans le suivi du diabète. Le corps clair facilite la vérification visuelle de la dose avant chaque injection.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Graduations en unités internationales pour un dosage précis de l'insuline.
- Capacité disponible : 1 ml.
- Livrée non montée (sans aiguille), compatible avec les aiguilles à embout Luer.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18472-seringue-insuline-non-montee-1ml.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com