

FICHE PRODUIT

Seringue 3 pièces sans aiguille Euromedis

Référence : SOC-8641

Description du produit

Seringue 3 pièces sans aiguille Euromedis

La **seringue 3 pièces** Terumo est un dispositif médical à usage unique pensé pour la précision et la sécurité des injections au quotidien. Adaptée aux injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses selon l'aiguille associée, elle s'utilise en milieu hospitalier comme à domicile.

Conception et matériaux

Sa structure en trois pièces intègre un joint en caoutchouc sur le piston : le glissement est plus souple et la force de poussée réduite, pour un dosage tout en finesse et un grand confort pour le patient.

Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Conception 3 pièces (corps, piston et joint caoutchouc) pour un glissement doux et régulier.
- Livrée non montée (sans aiguille), compatible avec les aiguilles à embout Luer.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18476-seringue-3-pieces-sans-aiguille-euromedis.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 3 mL - Cône Luer centré	SOC-111272	
Contenance - 3 mL - Cône Luer Lock	SOC-112131	
Contenance - 5 mL - Cône Luer centré	SOC-111273	
Contenance - 5 mL - Cône Luer Lock	SOC-112132	
Contenance - 10 mL - Cône Luer excentré	SOC-111274	
Contenance - 10 mL - Cône Luer Lock	SOC-112133	
Contenance - 20 mL - Cône Luer excentré	SOC-111275	
Contenance - 20 mL - Cône Luer Lock Sous 1 à 2 semaines	SOC-112134	
Contenance - 30 mL - Cône Luer excentré	SOC-111276	
Contenance - 30 mL - Cône Luer Lock	SOC-112135	
Contenance - 50 mL - Cône Luer excentré	SOC-112136	
Contenance - 50 mL - Cône cathéter	SOC-112137	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

		
		
		
		

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com