

FICHE PRODUIT



Seringue 3 pieces sans aiguille Terucristal - Terumo

Référence : SOC-3126

Description du produit

Seringue 3 pieces sans aiguille Terucristal - Terumo

Référence appréciée des soignants, la **seringue 3 pièces** Terumo offre une administration fluide et un contrôle parfait du dosage. Adaptée aux injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses selon l'aiguille associée, elle s'utilise en milieu hospitalier comme à domicile.

Conception et matériaux

Sa structure en trois pièces intègre un joint en caoutchouc sur le piston : le glissement est plus souple et la force de poussée réduite, pour un dosage tout en finesse et un grand confort pour le patient.

Lecture et confort

Le corps transparent et les graduations contrastées assurent une lecture immédiate du volume, pour des gestes rapides, sûrs et reproductibles.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Conception 3 pièces (corps, piston et joint caoutchouc) pour un glissement doux et régulier.
- Livrée non montée (sans aiguille), compatible avec les aiguilles à embout Luer.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18478-seringue-3-pieces-sans-aiguille-terucristal-terumo.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 3 mL - Cône centré	SOC-180309	
Contenance - 5 mL - Cône Luer centré	SOC-180302	
Contenance - 10 mL - Cône Luer excentré	SOC-180303	
Contenance - 20 mL - Cône Luer excentré	SOC-180304	
Contenance - 30 mL - Cône Luer excentré	SOC-180305	
Contenance - 50 mL - Cône cathéter	SOC-180306	
Contenance - 50 mL - Cône Luer Lock	SOC-180308	
Contenance - 50 mL - Cône excentré	SOC-180307	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com