

FICHE PRODUIT

Seringue tuberculine montée 1mL

Référence : SOC-12837

Description du produit

Seringue tuberculine montée 1mL

Conçue pour les professionnels de santé, la **seringue à tuberculine** Euromedis associe fiabilité, confort d'utilisation et dosage exact. Elle s'emploie aussi bien pour les injections de routine que pour le transfert et l'aspiration de médicaments.

Conception et matériaux

Fabriquée en polypropylène inerte, sans latex ni DEHP, elle assure une parfaite compatibilité avec les patients sensibles et une grande stabilité du produit injecté.

Précision pour les petits volumes

Sa faible capacité et ses graduations resserrées en font l'outil de référence pour les injections intradermiques, les tests à la tuberculine et l'administration de très petits volumes avec une grande exactitude.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Faible capacité avec graduations fines, idéale pour les injections intradermiques et les tests.
- Capacité disponible : 1 ml.
- Livrée montée, aiguille sertie prête à l'emploi.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18479-seringue-tuberculine-montee-1ml.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Contenance - 1mL + aiguille 26G - 13 mm Sous 1 à 2 semaines	SOC-116682	
Contenance - 1mL + aiguille 26G - 16 mm Sous 1 à 2 semaines	SOC-116683	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com