

FICHE PRODUIT



Seringue à insuline montée à faible espace mort

Référence : SOC-12839

Description du produit

Seringue à insuline montée à faible espace mort

Conçue pour les professionnels de santé, la **seringue à insuline** Euromedis associe fiabilité, confort d'utilisation et dosage exact. Adaptée aux injections sous-cutanées, intramusculaires et intraveineuses selon l'aiguille associée, elle s'utilise en milieu hospitalier comme à domicile.

Conception et matériaux

Fabriquée en polypropylène inerte, sans latex ni DEHP, elle assure une parfaite compatibilité avec les patients sensibles et une grande stabilité du produit injecté.

Un dosage précis de l'insuline

Ses graduations en unités internationales permettent un ajustement précis des doses d'insuline, essentiel dans le suivi du diabète. Le corps clair facilite la vérification visuelle de la dose avant chaque injection.

Stérilité et conditionnement

Chaque unité est livrée stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène) sous emballage individuel pelable, garantissant l'asepsie jusqu'au moment de l'emploi. Produit à usage unique, à ne pas réutiliser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques principales

- Graduations en unités internationales pour un dosage précis de l'insuline.
- Livrée montée, aiguille sertie prête à l'emploi.
- Faible espace mort : réduit les pertes de produit et optimise chaque dose.
- Corps transparent à graduations nettes pour une lecture immédiate de la dose.
- Stérile, à usage unique, sans latex ni DEHP.
- Embout Luer conforme aux raccords médicaux standard.
- Conditionnement individuel pelable garantissant l'asepsie jusqu'à l'emploi.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/18480-seringue-a-insuline-montee-a-faible-espace-mort.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com