

FICHE PRODUIT

Perfuseur 1 voie EUROPERF S Euromedis (carton de 100)

Référence : SOC-7937

Description du produit

Perfuseur 1 voie Europerf S Euromedis

Le **perfuseur par gravité 1 voie Europerf S** est utilisé en **perfusion intraveineuse** pour administrer par voie parentérale médicaments et solutés. Ce dispositif à usage unique est livré sans cathéter ni microperfuseur.

Un perforateur bicanal

Il comporte un **perforateur holoplastique bicanal** utilisé pour percer la paroi ou le bouchon du contenant de soluté (poche souple, flacon de verre). Un canal assure l'arrivée de l'air, l'autre l'écoulement du soluté.

Une filtration bactériologique

Sa **prise d'air à obturateur et filtre hydrophobe de 0,22 µm** assure l'entrée d'air et sa filtration bactériologique, recommandée avec les poches souples pour obtenir un débit régulier. Le perfuseur intègre également une chambre compte-gouttes et un clamp de réglage.

Stérilité et conditionnement

Dispositif stérile à usage unique. Carton de 100 perfuseurs 1 voie Europerf S Euromedis.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18519-perfuseur-1-voie-euoperf-s-euromedis-carton-100.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 1 voie sans raccord	SOC-014182	
Tailles - 1 voie avec raccord en Y	SOC-014181	

Photos du produit





SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com