

FICHE PRODUIT

Manchette à pression F.Bosch

Référence : SOC-10717

Description du produit

Manchette à pression F.Bosch

La **manchette à pression F.Bosch** est utilisée pour la **mise sous pression des poches de sang ou de sérum** lors des transfusions ou perfusions, afin d'accélérer le débit lorsque la gravité ne suffit pas.

Un manomètre précis

Elle est équipée d'un **manomètre chromé de 47 mm de diamètre** à graduations, gradué jusqu'à 300 mmHg, permettant de surveiller et d'ajuster la pression appliquée sur la poche.

Pratique et entretenable

Sa **manchette est lavable jusqu'à 40 degrés**, garantissant une bonne hygiène et un usage durable. Elle convient aux services hospitaliers et aux situations d'urgence (à ne pas utiliser avec des solutions concentrées hautement efficaces).

Conditionnement

Manchette à pression F.Bosch réutilisable, plusieurs modèles disponibles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18525-manchette-a-pression-f-bosch.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 500 mL	SOC-116171	
Tailles - 1000 mL	SOC-116172	
Tailles - 3000 mL	SOC-116173	
Tailles - 5000 ml	SOC-116174	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com