


FICHE PRODUIT

Manchette à pression Riester metpak

Référence : SOC-9907

Description du produit

Manchette à pression Riester Metpak

La **manchette Riester Metpak** est utilisée dans les services hospitaliers ou d'urgence pour réaliser des **transfusions ou perfusions de sang ou de solutés** avec un débit constant et maîtrisé.

Un manomètre robuste et lisible

La mise sous pression de la poche est réalisée à l'aide d'une **poire de gonflage** et contrôlée par un **robuste manomètre chromé de 49 mm** à graduations très lisibles, gradué jusqu'à 300 mmHg.

Pratique au quotidien

Grâce à son **filet transparent**, le soignant contrôle visuellement l'état du liquide dans la poche. Une **boucle de suspension intégrée** permet d'accrocher la manchette sur un pied à sérum. Le coton bleu est lavable jusqu'à 60 degrés et la poire de gonflage est sans latex.

Garantie et conditionnement

Manchette garantie 2 ans (hors poire), disponible en 1000 ml, 3000 ml et 5000 ml. À utiliser par du

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

personnel médical qualifié.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/injection-et-perfusion/18530-manchette-a-pression-riester-metpak.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 1000 mL	SOC-878631	
Tailles - 3000 mL	SOC-878632	
Tailles - 5000 ml	SOC-878633	
Tailles - 500 mL	SOC-878634	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com