


FICHE PRODUIT

Aiguille hypodermique sécurisée BD Eclipse

Référence : SOC-11207

Description du produit

Aiguille hypodermique sécurisée BD Eclipse

L'aiguille hypodermique **BD Eclipse** est utilisée pour effectuer une injection **sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse** en toute sécurité.

Un verrouillage simple et irréversible

Pour limiter les piqûres accidentelles après injection, il suffit de **verrouiller le biseau d'une simple pression du doigt**. L'aiguille reste verrouillée à l'intérieur de la protection activée, avec un recouvrement total et irréversible.

Indicateurs sonore et visuel

Le bon verrouillage est confirmé par un **double clic sonore et une fenêtre de contrôle visuelle**, rassurant le soignant. L'aiguille est compatible avec les seringues Luer Simple et Luer Lock.

Conditionnement

Boîte de 100 aiguilles de sécurité BD Eclipse.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aiguilles-a-usage-medical/18573-aiguille-hypodermique-securisee-bd-eclipse.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Taille - 30G - Jaune - 0.3 x 13 mm	SOC-080751	
Taille - 25G - Orange - 0.5 x 16 mm	SOC-080753	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 40 mm	SOC-080756	
Taille - 21G - Vert - 0.8 x 25 mm	SOC-080757	
Taille - 18G - Rose - 1.2 x 40 mm	SOC-080758	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com