

FICHE PRODUIT

Détergent désinfectant sans alcool Exeol Surf Optimal

Référence : SOC-11848

Description du produit

Détergent désinfectant Exeol Surf Optimal

La gamme **Exeol Surf Optimal** remplace la gamme Septalkan d'Alkapharm. Prêt à l'emploi, ce **détergent désinfectant sans alcool** est destiné au nettoyage des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non invasifs, et à la **désinfection par essuyage humide des surfaces** (paillasse, chariots, mobilier) et des équipements (moniteurs).

Un large spectre rapide

L'**association synergique de 2 actifs antimicrobiens (effet SCALE)** offre un large spectre d'activité dès 2 minutes : bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés.

Polyvalent et alimentaire

Il est également **adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires**, ce qui élargit son champ d'utilisation. Conditionnement : flacon spray de 750 ml. Produit biocide, respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18599-detergent-desinfectant-sans-alcool-exeol-surf-optimal.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com