

FICHE PRODUIT

Exeol D Drill - Détergent désinfectant des instruments rotatifs

Référence : SOC-12375

Description du produit

Exeol D Drill - détergent désinfectant des instruments rotatifs

La solution **Exeol D Drill** remplace la gamme Alkafraise d'Alkapharm. C'est un produit prêt à l'emploi conçu pour le **nettoyage et la désinfection par immersion des instruments rotatifs réutilisables**, qu'ils soient invasifs ou non, avant leur stérilisation.

Compatible bacs à ultrasons

Grâce à son **pH neutre**, la solution est compatible avec une utilisation en bacs à ultrasons, offrant une grande flexibilité d'application pour le traitement des instruments.

Une double action protectrice

L'Exeol D Drill combine une **double action : nettoyer et désinfecter en une seule étape**, simplifiant le processus de décontamination. **Sans chlore ni chlorure**, il protège l'intégrité des instruments rotatifs.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18602-exeol-d-drill-detergent-desinfectant-instruments-rotatifs.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - 2 litres	SOC-124122	
volume - 5 litres	SOC-124123	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com