

FICHE PRODUIT



Exeol sept First - Détergent désinfectant au PH neutre

Référence : SOC-12376

Description du produit

Exeol Sept First - détergent désinfectant au pH neutre

La solution **Exeol Sept First** remplace la gamme Clinalkan d'Alkapharm. Elle est spécialement formulée pour le **nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables**, invasifs ou non, avant leur stérilisation ou désinfection finale.

Une efficacité rapide

Cette solution à diluer offre une efficacité rapide et fiable, étant **active en 10 minutes à une dilution de 0,4%**. Elle possède des propriétés **bactéricides, levuricides et virucides contre les virus enveloppés**.

Une action sur le biofilm

L'Exeol Sept First se distingue par sa **performance détergente prouvée sur le biofilm**, à pH neutre, assurant une décontamination en profondeur tout en respectant les instruments.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18603-exeol-sept-first-detergent-desinfectant-ph-neutre.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com