

FICHE PRODUIT

Nettoyant pré-désinfectant Anios Clean Excel D

Référence : SOC-8610

Description du produit

Nettoyant pré-désinfectant Anios Clean Excel D

La formule de l'**Anios Clean Excel D** associe **deux principes actifs aux propriétés détergentes boostées** et un large spectre antimicrobien dès 15 minutes.

Un nettoyage par immersion

Cette association permet le **nettoyage et la pré-désinfection par immersion de l'instrumentation médico-chirurgicale**, des dispositifs médicaux, ainsi que des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.

Une efficacité prouvée sur le biofilm

L'efficacité d'Anios Clean Excel D, **dilué à 0,5% après un temps de contact de 5 minutes, est démontrée sur le biofilm selon la norme ISO 15883**. Il réduit de plus de 5 log une population de *Pseudomonas aeruginosa*. Actif sur bactéries, mycobactéries et levures.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/18611-nettoyant-pre-desinfectant-anios-clean-excel-d.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
volume - Sachets de 25 ml (200 doses)	SOC-153242	
volume - Flacon de 1 L	SOC-153241	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com