

FICHE PRODUIT

Bandage tubulaire Tubifast 2-Way Stretch - Fixation souple, rapide et confortable

Référence : SOC-13015

Description du produit

Bandage tubulaire Tubifast 2-Way Stretch

Le **Tubifast 2-Way Stretch** est un bandage tubulaire innovant en **jersey extensible à la fois en longueur et en largeur**. Il permet une fixation efficace des pansements et une protection cutanée sur toutes les zones du corps, même les plus difficiles d'accès comme les moignons chez les patients amputés.

Maintien sans constriction

Grâce à la **technologie brevetée 2-Way Stretch**, ce bandage offre un **maintien uniforme sans constriction ni compression**, assurant une liberté de mouvement totale. Premier au monde à offrir un étirement radial et longitudinal, il limite les risques d'effilochage et de pénétration de fibres dans la plaie.

Application rapide et tailles

Sa structure tubulaire permet une **application rapide** : couper la longueur souhaitée et l'enfiler sur le pansement. Identifié par **code couleur** : ligne bleue (gros membre, 7,5 cm x 10 m), ligne jaune (très gros membre, 10,75 cm x 10 m) et ligne violette (20 cm x 10 m).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18777-bandage-tubulaire-tubifast-2-way-stretch-molnlycke.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Ligne rouge - 3.5 cm x 1 m	SOC-121144	
Dimensions - Ligne verte - 5 cm x 1 m	SOC-121145	
Dimensions - Ligne bleue - 7.5 cm x 10 m	SOC-121141	
Dimensions - Ligne jaune - 10.75 cm x 10 m	SOC-121142	
Dimensions - Ligne violette - 20 cm x 10 m	SOC-121143	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com