

FICHE PRODUIT

Bande de résine Cellacast Xtra

Référence : SOC-8108

Description du produit

Bande de résine Cellacast Xtra

La **bande de résine synthétique Cellacast Xtra** est constituée d'un support en **fibre de verre imprégné de résine de polyuréthane**. Elle est indiquée pour les immobilisations après fractures, opérations et corrections orthopédiques, ainsi que pour le traitement des ostéopathies et maladies articulaires.

Fine, légère et solide

Ce bandage de soutien **s'ajuste à tous les contours du corps, même dans les régions articulaires complexes**. Il permet une pose aisée et rapide et assure une stabilisation fiable et un port prolongé confortable.

Mise en œuvre et tailles

Temps de prise moyen d'environ 4 min, utilisable à pleine charge au bout de 20 à 30 minutes (résistant à l'eau une fois durci). Transparente aux rayons X, couleur blanc crème. Tailles : **2,5 / 5 / 7,5 / 10 et 12,5 cm de large (1,8 à 3,6 m)**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18786-bande-de-resine-cellacast-xtra.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 1.8 m - Blanc crème	SOC-070557	
Dimensions - 5 cm x 3.6 m - Blanc crème	SOC-070551	
Dimensions - 7.5 cm x 3.6 m - Blanc crème	SOC-070554	
Dimensions - 10 cm x 3.6 m - Blanc crème	SOC-070556	
Dimensions - 12.5 cm cm x 3.6 m - Blanc crème	SOC-070558	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com