


FICHE PRODUIT



Pince de Chéron stérile à usage unique (boîte de 25)

Référence : SOC-12267

Description du produit

Pince de Chéron stérile à usage unique GIMA

La **pince de Chéron** est utilisée pour manipuler du matériel stérile comme des compresses, des tampons ou des cotons lors de **procédures gynécologiques**.

Désinfection et préparation

Elle est également employée pour **désinfecter le col de l'utérus et le vagin** avant certaines interventions, comme la pose de dispositifs intra-utérins (DIU) ou les biopsies cervicales.

Précision et conditionnement

Sa courbure étudiée et son **système de blocage** ont été conçus pour une meilleure prise en main et une plus grande précision, en particulier pour les manipulations délicates. Conditionnement : boîte de 25 pinces de Chéron de 25 cm à usage unique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/speculums-et-instruments-a-usage-unique/18873-pince-de-cheron-sterile-a-usage-unique-gima-boite-de-25.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com