

FICHE PRODUIT

Spéculum auriculaire 2,5 mm ou 4 mm à usage unique gris

Référence : SOC-5208

Description du produit

Spéculum auriculaire 2,5 mm ou 4 mm à usage unique gris

Ces spéculums ont été conçus pour être utilisés avec les **instruments suivants** : otoscope Heine Piccolight (à lumière conventionnelle), Piccolight F.O. et Piccolight F.O. LED (à fibres optiques), Eurolight F.O. (à fibres optiques).

Compatibilités étendues

Également compatibles avec l'otoscope **Eurolight C30 conventionnel (avec adaptateur AllSpec)**, **Praxiline Eclipse** et **Welch Allyn** (sauf gamme Macroview).

Tailles et conditionnement

Disponibles en **Ø 2,5 mm ou 4 mm**, à usage unique. Conditionnement : par sachet de 50, 250 ou 1000 spéculums.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-otoscopes/18918-speculum-auriculaire-2-5-mm-ou-4-mm-a-usage-unique-gris.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Gris diam. 2.5 mm (boîte de 50)	SOC-061502	
Dimensions - Gris diam. 2.5 mm (boîte de 250)	SOC-061509	
Dimensions - Gris diam. 2.5 mm (boîte de 1000)	SOC-061501	
Dimensions - Gris diam. 4 mm (boîte de 50)	SOC-061505	
Dimensions - Gris diam. 4 mm (boîte de 250)	SOC-061510	
Dimensions - Gris diam. 4 mm (boîte de 1000)	SOC-061504	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com