

FICHE PRODUIT

Dispositif pour étalement de sang DIFF-SAFE

Référence : TER-XXVFOOS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Dispositif pour la réalisation de frottis sanguins en systèmes clos DiffSAFE. Ce dispositif permet de prélever une goutte de sang au travers du bouchon des tubes à prélèvement sous vide, de façon sécuritaire

DiffSAFE et Venosafe créent un système clos.

Les avantages de Diff-Safe

- Aucun besoin d'ouvrir le tube
- Pas de contact direct avec le sang
- Volume de prélèvement optimal garanti pour un étalement fiable

Matière

- Base en acétal
- Pointe en acier inoxydable de type AISI 304

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mode d'utilisation

1. Enfoncez l'extrémité pointue de l'embout perforateur à travers le bouchon du tube de prélèvement.
2. Retournez le tube et maintenez l'embout en contact avec la lame jusqu'à l'apparition d'une goutte de sang.

Niveau de stérilité: Non stérile

Conditionnement de vente: Carton de 1000

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/dispositif-diffsafe/1907-diffsafe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- DIFF-SAFE

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com