

FICHE PRODUIT

Seringues combitips advanced® non stérile

Référence : EPP-COMB01PSB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Eppendorf Combitips advanced : la référence de la distribution répétitive au laboratoire

Les **Eppendorf Combitips advanced** sont les pointes de distribution originales conçues pour les distributeurs répéteurs **Multipette** (Repeater). Basées sur le principe du **déplacement positif**, comparable à celui d'une seringue, elles permettent de réaliser rapidement les longues séries de pipetage et la distribution précise et répétée de volumes identiques. Un outil incontournable pour tous les laboratoires d'analyses, de biologie, de recherche et de contrôle qualité.

Le principe Combitips : précision et sécurité

- **Déplacement positif** : le piston est en contact direct avec le liquide, sans coussin d'air.
- **Pipetage de haute précision** indépendant de la densité et de la viscosité du liquide (idéal pour les liquides visqueux, volatils ou moussants).
- **Prévention de la contamination par aérosols** grâce au piston hermétique : un pipetage sûr, même pour les substances radioactives et toxiques.
- **Distribution répétée** de volumes identiques en grande série avec la Multipette, pour un gain de temps considérable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Une évolution à 360° pensée dans les moindres détails

- **Reconnaissance automatique** : la Multipette identifie le Combitip et calcule automatiquement les volumes distribués.
- **Design ergonomique** : la géométrie en entonnoir unique permet une manipulation confortable et sûre, même avec des gants.
- **Code couleur individuel** : identification rapide du volume, visible aussi sur l'emballage.
- **Pointes effilées** (modèles 2,5 - 5 - 10 mL) : vident complètement la plupart des tubes courants pour éviter la perte d'échantillon.
- **Graduation optimisée** : vérification parfaite du volume grâce à une graduation lisible et discrète.

Variété et choix : 9 volumes, 3 standards de qualité

La gamme Combitips advanced couvre **9 volumes, de 0,1 mL à 50 mL**, chacun disponible en trois niveaux de pureté certifiés selon vos applications :

- **Eppendorf Quality** : qualité standard garantie pour les applications de routine.
- **PCR clean** : exempt d'ADN, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR.
- **Eppendorf Biopur** : stérile, apyrogène, exempt d'ADN, ADNase, ARNase et ATP, emballage individuel sous blister.

Repères de volume et code couleur

- 0,1 mL - Blanc
- 0,2 mL - Bleu clair
- 0,5 mL - Violet
- 1 mL - Jaune
- 2,5 mL - Vert
- 5 mL - Bleu
- 10 mL - Orange
- 25 mL - Rouge
- 50 mL - Gris clair

Compatibilité

Les Combitips advanced sont optimisés pour l'ensemble des modèles de Multipette : **Multipette 4780, Multipette plus, Multipette stream et Multipette Xstream**, formant avec elles une

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

association parfaite. Ils sont également compatibles avec les tubes de laboratoire courants (Eppendorf Safe-Lock, tubes coniques 15 et 50 mL, Deepwell Plates). Des adaptateurs 25 mL et 50 mL sont disponibles pour les grands volumes.

SOCIMED, votre fournisseur de consommables de laboratoire

SOCIMED distribue les pointes de distribution Eppendorf Combitips advanced auprès des laboratoires, hôpitaux, cliniques et centres de recherche en France, en Belgique et en Afrique francophone. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé ou pour identifier la référence adaptée à votre Multipette.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-combitips-plus/2897-seringues-combitips-plus-steriles-0-1ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_capacite - 0,1 ml	EPP-COMB01PSB0	
seringue_capacite - 0,2 ml	EPP-COMB01PSB1	
seringue_capacite - 0,5 ml	EPP-COMB01PSB2	
seringue_capacite - 1 ml	EPP-COMB01PSB3	
seringue_capacite - 2,5 ml	EPP-COMB01PSB4	
seringue_capacite - 5 ml	EPP-COMB01PSB5	
seringue_capacite - 10 ml	EPP-COMB01PSB6	
seringue_capacite - 25 ml	EPP-COMB01PSB7	
seringue_capacite - 50 ml	EPP-COMB01PSB8	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com