

FICHE PRODUIT

Colorant de Wright - 500 ml

Référence : MER-1383-0.544444

Points forts

- délais : 4 semaines

Description du produit

Le **colorant Wright - Romanowsky** est un **réactif de diagnostic in vitro** utilisé pour la **coloration différentielle des noyaux et du cytoplasme des cellules**, principalement dans les applications d'hématologie et d'histologie. Il est spécialement conçu pour être employé sur **frottis de sang, de moelle osseuse, de fluides corporels ou de tissus séchés à l'air**, offrant une excellente visualisation morphologique des composantes cellulaires.

Ce colorant non automatisé permet une **coloration qualitative** qui met en évidence les structures cellulaires clés, fournissant des informations précieuses sur l'état physiologique ou pathologique de l'échantillon lorsqu'il est interprété par un professionnel qualifié. Les résultats doivent toujours être évalués dans le **contexte clinique global** incluant l'historique médical du patient ainsi que d'autres données de laboratoire.

Conçu pour une **utilisation en laboratoire par des professionnels de santé**, ce colorant est un outil essentiel pour les analyses diagnostiques précises en hématologie clinique et en histologie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/coloration-des-frottis-sanguins/3826-colorant-de-wright-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com