

FICHE PRODUIT

Ruban indicateur chaleur sèche pour Poupinel

Référence : SOC-RISCS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Informations générales du Ruban Indicateur Chaleur sèche pour poupinel.

La stérilisation par chaleur sèche fait appel à deux paramètres :

- Le temps.
- La température.

Ce ruban est conçu pour résister aux températures très élevées et l'encre dont il est imprimé, vire du vert au brun aux conditions suivantes :

- 1 h 30 à 180°C.
- 2 h 00 à 160°C.

Les rubans indicateurs pour poupinel servent uniquement de témoin de passage pour différencier les lots stérilisés des lots non stérilisés. Ils ne garantissent en rien la stérilité des produits soumis au cycle de stérilisation.

Conditions de stockage

Les indicateurs pour chaleur sèche doivent être stockés dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière et de tout solvant et réactif.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Durée de conservation : 24 mois.

Ruban indicateur chaleur sèche à fixer de préférence à l'intérieur et à l'extérieur des boîtes.

* Dimensions (Larg. x Long.): 19 mm x 50 m;

* Condition minimum de vente: 1 rouleau.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/3981-ruban-indicateur-chaleur-seche.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com