

FICHE PRODUIT



Bistouri électrique, Modèle RADIOCUT 210

Référence : RDE-RADIOCUT210

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Afin de limiter d'éventuelles brûlures, le RADIOCUT 210 dispose d'un système sophistiqué de mesure plaque / patient qui stoppe l'émission 4 MHz en cas de mauvais positionnement de la plaque. En effet, la plaque doit être parfaitement reliée au patient afin de renvoyer le courant vers le bistouri. Dans le cas inverse, le courant à haute fréquence s'échappera vers d'autres parties du corps du patient et provoquera des brûlures accidentelles.

Il est livré avec:

- 1 Cordon secteur
- 1 Cordon plaque
- 1 Plaque-neutre
- 1 Porte-électrode + cordon
- 1 Jeu d'électrodes
- 1 Pédale.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/4751-bistouri-electrique-modele-radiocut-210.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com