

FICHE PRODUIT



HOLTER ECG DMS300-3A avec CARDIOSCAN 11

Référence : SOC-CARDIOSCAN11

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **Mini Enregistreurs Holter ECG** a les caractéristiques suivantes

- 3 Voies, durée d'utilisation 2 Jours,
- avec câble ECG HDMI de 3, 5 ou 7 électrodes,
- Echantillonnage à 1024hz

Caractéristiques du programme CARDIOSCAN

Nouveau standard dans le diagnostic Holter ECG

- Des performances uniques dans le monde du Holter ECG Analyse Holter des Arythmies (ESV, ESSV, Bigéminisme, Trigéminisme, Doublets, Salves, TV, FC min, FC max), ST, Pauses, QT/QTc, Blocs de Branches
 - Défilement écran tracé compacté des 24h avec code couleur de chaque type d'événement pour contrôle visuel immédiat
 - Histogrammes FC, ST, QT/QTc, ESV, ESSV, Pauses, SDNN des 24h
 - Monitoring des événements patients et impression des bandes ECG 3/12 dérivations (XYZ)
- *Programme de validation d'analyse QT/QTc

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Menu de détection des fibrillations/ flutter auriculaires
- Analyse spectrale et fréquentielle de la variabilité sinusale
- Analyse Chaos ESV (Turbulence FC)
- Analyse ST 3/12 dérivations en 3D avec FCGCADgram (CAD location Graph)
- Potentiels Tardifs SAEKG, VectoCardioGraphie *Analyse Holter de Pacemaker
- Menu d'analyse ECG 12 Dérivations Standard
- Alternance de l'onde T (T-Wave Alternans)
- Fonctions E-mail, Export ASCII, Gestionnaire de base de données multi examens NIS
- Compatible Windows 2000, NT, XP, VISTA

Cardioscan offre de nouvelles fonctions :

- (1) Variabilité RR Fréquentielle, Spectrale, plots de Lorenz & Poincaré, graphes 3D de la Puissance, Suivi des Traitements, ratio Sympathique / Parasympathique et pourcentages « Interbeat-Interval-Increment »;
- (2) Validation ST 12 dérivations avec histogrammes et comparaisons de Pente, Onde T, Alternance Onde T, QT/QTc, Dispersion QT, VCG, SAEKG, et nouvelle technologie FCG CADgram;
- (3) Dispersion QT avec localisation précise de fin d'onde T par Vectocardiographie (VCG);
- (4) nouveaux modules de validation QTc;
- (5) Analyse Fibrillation Auriculaire
- (6) Vectocardiographie pour localisation des sites d'ESV polymorphes
- (7) Potentiels Tardifs SAEKG, Analyse Temporelle et Spectrale;
- (8) Alternance de l'onde T;
- (9) Nouvelle technologie FCG CADgram pour détection et localisation des blocages coronariens (CAD - Coronary Artery Disease) sans épreuve d'effort;
- (10) Turbulence de la Fréquence Cardiaque,
- (11) P Wave Trending et
- (12) utilisation d'internet pour transfert immédiat et économique des enregistrements Holter complets, des rapports Holter ECG.
- (13) De nombreuses autres fonctions, certaines pratiques, d'autres à but scientifique, font que Cardioscan représente le meilleur de la technologie au service de l'analyse Holter ECG.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Depuis que la technologie moderne d'analyse Holter est intégralement contenue dans le logiciel, celle-ci est disponible à des niveaux économiques surprenants, et peut être installée sur tout PC Windows.

FONCTIONS CARACTERISTIQUES DU HOLTER CARDIOSCAN 11

- Analyse Multi Paramètres des 24h en 15 secondes
- Correction Auto de la ligne de base sur 24 Heures
- Auto-Holter
- Impression des 24h de Tracé en Code Couleur / Evènements
- Impression des 24h de Tracé en 1, 2 ou 4h par Page
- Analyse Pacemaker et Echantillonnage Enregistreurs à 4096
- Edition des Familles d'ESV
- Edition des Familles d'ESSV
- Edition des Familles de Complexes Aberrants
- Blocs de Branches
- Analyse ST avec Graphe 3D
- Analyse Mode Pédiatrique
- Modes Prospectifs et Rétrospectifs
- Bandes ECG 12 Dérivations à partir de XYZ
- Lecture par Internet
- Installation et Apprentissage par Internet en Direct
- Rapport et Analyse Fibrillation Auriculaire
- Variabilité Sinusale: Analyse Temporelle et Spectrale
- Potentiels Tardifs SAECG
- Vectocardiogramme (VCG) à partir du fichier SAECG
- Analyse QTc avec Validation
- Chaos ESV (Turbulence Fréquence Cardiaque)
- T-Wave Alternans (Alternance de l'Onde T)
- Apnée du Sommeil
- P-Wave 24-Hour Trending (Tendances Onde P sur 24H)
- Potentiels Tardifs SAECG de n'importe quelle partie des 24H
- Vectocardiogramme (VCG) de n'importe quelle partie des 24H
- Transmission Téléphonique des Evènements ECG et Rapports

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Transmission Analyse, Evènements ECG et Rapports
- Lecture d'Enregistrements Holter 12 Dérivations
- Lecture et Analyse ECG repos 12 Dérivations à partir du Holter
- Analyse ST 12 Dérivations
- Analyse QT 12 Dérivations
- Kit de Recherche Apnée du Sommeil
- Tracé des 24h R-R et N-N
- Dispersion QT de bandes ECG 12 Dérivations Affichées
- FCG CAD gram pour Détection des Ischémies
- **CardioScan 11 - Complet livré avec clé de sécurité, CD et 2 câbles de téléchargement USB (utilisateur unique)**

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographe-ecg/5281-holter-ecg.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com