

FICHE PRODUIT

Défibrillateur / Moniteur modèle BeneHeart D30

Référence : SOC-BeneHeartD30

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le BeneHeart D30 est un dispositif médical polyvalent de nouvelle génération, conçu pour répondre aux exigences des services d'urgence, des soins intensifs et des missions mobiles. Avec seulement 4,2 kg (batterie incluse), il allie portabilité remarquable et performances cliniques de haut niveau. L'écran tactile 8" (1024 × 768) offre une lisibilité optimale, même dans des conditions lumineuses difficiles grâce à son réglage automatique de la luminosité. Une ergonomie pensée pour une manipulation intuitive (commande gestuelle) tout en conservant des touches physiques pour les fonctions critiques. Ce modèle version "paddle" est équipé de palpeurs externes avec affichage de contact et signaux visuels/acoustiques, renforçant la précision et la sécurité. Il regroupe les fonctions d'un défibrillateur manuel, d'un DEA, d'un pacemaker et d'un moniteur complet : énergie jusqu'à 360 J (biphasique), monitoring ECG (3/5 canaux), SpO₂, NiBP et CO₂. Le système d'alarme visuelle « AlarmSight™ » présente graphiquement les alertes pour un traitement rapide des situations critiques. Sa construction robuste – indice de protection IP55 – garantit résistance à la poussière et à l'eau, pour un usage fiable en environnement exigeant. Enfin, l'enregistrement des données est facilité par une mémoire étendue et une imprimante thermique intégrée, permettant le suivi et l'analyse post-intervention. Simple à utiliser grâce à son processus en trois étapes (Power → Charge → Shock), le BeneHeart D30 s'impose comme un partenaire indispensable pour les professionnels de la santé cherchant performance, mobilité et fiabilité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-defibrillateur/5736-defibrillateur-moniteur-beneheart-d3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- BeneHeart D30

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com