

FICHE PRODUIT



Agitateur rotatif numérique LCD, MX-RD-Pro

Référence : SOC-DGL-151017

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'Agitateur rotatif numérique LCD, MX-RD-Pro

L'Agitateur rotatif numérique LCD MX-RD-PRO permet de mélanger délicatement mais efficacement des échantillons biologiques dans des microtubes de 1,5 ml à 50 ml. Il est utilisé dans diverses applications, notamment les précipitations immunitaires, la prévention de la coagulation du sang, le diagnostic du latex, etc. Comprend 8 porte-tubes de 50ml, 110-220V, 50 / 60Hz, une prise E-U. le LCD affiche la vitesse et la minuterie, Action de rotation circulaire donnant un mélange doux mais efficace et Plage de vitesse réglable de 10 à 70 tr / min, Angle de mélange réglable entre 0 et 90 °. Et Un disque porte-tube de 50 ml x 8 inclus. Une grande variété de porte-tubes est également disponible.

Caractéristiques de l'Agitateur rotatif numérique LCD, MX-RD-Pro: -

-L'agitateur rotatif est livré avec un type de disque-Control numérique de la vitesse, et procédures précises-Affichage LCD du minuteur-Fin-de-fin ou action de roulement, permet d'obtenir un

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

mélange doux mais efficace-Gamme de vitesse réglable de 10 à 70 rpm-Angle de mixage réglable entre 0° et 90°-Utilisé avec une grande variété d'accessoires-Fonctionnement continu et minuterie silencieuse

	MX-RD-Pro
Tension (V AC)	100- 240
Fréquence (Hz)	50 / 60
Alimentation (W)	40
Type de moteur	Moteur à courant continu
Angle d'inclinaison (°)	0 - 90
Gamme de vitesse (rpm)	10 - 70
Affichage de la vitesse	LCD
Minuteur	oui
Affichage du minuteur	LCD
Plage de réglage du temps (min)	1 - 1 199
Type de fonctionnement	Continu / temporisé
Dimensions	510 x 190 x 260
Poids (Kg)	8
Température ambiante admissible (°C)	5 - 40
Humidité relative admissible	80 %
Classe de protection DIN EN60529	IP 21

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-rotatif/6274-agitateur-rotatif-numerique-lcd-mx-rd-pro.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com