

**FICHE PRODUIT**



## Moniteur patient multi-paramètres, Modèle PM-200A

Référence : SOC-PM-200A

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### SPECIFICATION TECHNIQUE du Moniteur patient multi-paramètres, Modèle M8000A:

#### Général:

#### Taille et Poids

-Taille 318mm X 264mm X 152mm -Poids 4.5 kg

#### Affichage

-10.4" Couleur TFT-LCD

- Résolution 800X600 pixel.ou plus haut

#### Alimentation fourniture

-Alimentation Voltage AC 100-240V 50/60Hz

-Sortie d'Alimentation  $\leq 85VA$

-Fusible: T1.6AL/250V, 5X20 (mm) -Sécurité niveau: Catégorie I

#### Batterie

-Type : Batterie Rechargeable de cellule scellée au plomb-acide

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Temps de charge: ≤10 heures (2 batteries pour 20 heures)
- Temps fonctionné sous l'utilisation normale en pleine charge: > 60 minutes (2 batteries pour 120 heures)
- Temps fonctionné après la première alarme lors de batterie faible

### **Enregistreur thermique (Option)**

- Méthode: Point thermique d'array -Largeur de papier: 50mm(1.97 in) -Vitesse de papier: 12.5/25/50 (mm/sec) ■Traces Maximales: 3traces

### **Sortie de système**

- Standard de Ethernet Network RJ45 socle
- RF Sans fil LAN: 433MHz, 10mW (Option)
- Sortie de Defibrillateur: Option
- Sortite de video : Option

### **Alarme**

- Trois Niveaux: Bas, médium et haut -Indication: Auditif et visuel
- Configuration: Défaut et coutume
- Silence: Toute alarme peuvent être be silencieux
- Volume: 45-85dB mesuré par 1 mètre

### **Tendance**

- Stocker & revoir 120 heures de tendance de donnée et la tendance graphique
- Paramètre optionnel: HR, SpO2, NIBP, PR, Resp, CO2, Temp1, Temp2, IBP1, IBP2.
- Cycle intervalle de tendance stockage 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min 15min, 20min, 25min, 30min.

### **Stockage & Revue**

- ECG: l'onde d'ECG d'un câble important à 10 minutes
- Alarme: revue 1000 groupes d'évènements d'alarme
- NIBP: 750 groupes de NIBP mesuré
- Arythmie: 128 groupes de données (l'onde d'ECG à 8 secondes)

### **Environnement**

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Température en fonctionnant: 0~+40°C
- Température en transport et stockage : 20~+55°C
- L'humidité relative: En fonctionnant ≤85%
- En transport et stockage ≤93%
- Pression atmosphérique:
- En fonctionnant 860-1060 hPa
- En transport et stockage 500-1060 hPa

**Performance:****ECG**

- Mode: 5-câbles (standard); 3-câbles or 12-câbles (option)
- Câbles optionnel: I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Obtention: AUTO, 0.25x, 0.5x, 1.0x, 2.0x, 4.0x
- Voltage isolé de rupture 4000VAC50/60Hz
- Vitesse de balayage: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
- HR Gamme: 10-300 bpm
- HR Précision : ±1% ou ±1 bpm, n'importe qui est meilleur

**Le segment ST**

- Gamme de mesure : -2.0mV~2.0mV -Résolution : 0.01mV

**RESP**

- Méthode: Variation d'impédance entre RA-LL(R-F) -Gamme de mesure: 0-150rpm
- Précision: ±2rpm
- Obtention: x1, x2, x4
- Vitesse de balayage: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s

**TEMP**

- Gamme de mesure: 25.0°C~50.0°C
- Unité: Celsius (°C), Fahrenheit(°F)

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Précision:  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$  (excluant la sonde)
- Câble raccordé: Compatible avec YSI-400

**BLT-SpO2**

- Gamme de mesure 0-100%
- Précision En 70~100%,  $\pm 2\%$
- En 0-69%, non-indiqué
- PR Gamme 25-250 bpm
- PR Précision  $\pm 1\%$  ou + 1 bpm, n'importe qui est meilleur

**NIBP**

- Technique: L'oscillométrie Automatique
- Gamme: Adulte: 10-270mmHg  
Enfant: 10-235mmHg  
Nouveau-né: 10-135mmHg
- Précision: Statique  $\pm 2\%$  or  $\pm 3\text{mmHg}$ , n'importe qui est meilleur
- Unité: mmHg.kPa
- Gamme de fréquence du pouls: 40-240bpm
- Intervalle pour la mesure automatique : 1,2,3,4.5,10,15,20,30,45,60,90 minutes 2,4,8 heures

**IBP(option)**

- Canal: 2
- Gamme de mesure: -50~+300mmHg
- Unité: mmHg.kPa
- Précision:  $\pm 2\text{mmHg}$  or 2%, n'importe qui est meilleur

**EtCO2 (option, Courant latéral)**

- Gamme 0-19.7%{0-150 mmHg)
- Unité: %,mmHg.kPa
- Gamme de fréquence respiration 2-150 bpm

**EtCO2 (option, Courant principal)****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Gamme 0-19 7%(0-150mmHg}
- Unité: %,mmHg.kPa
- Gamme de fréquence respiration 0-150 bpm

**Configuration Standard:** ECG,HR,RESP,NIBP,SPO2,TEMP, Batterie

**Configuration Optionnel:** 2- TEMP, 2-IBP, Imprimant, EtCO2 (courant latéral, courant principal), Nellcor SpO2, ICG.

## Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/6363-moniteur-patient-multi-parametres-modele-m8000a.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Documents associés

- Fiche

Documents téléchargeables sur la page produit.

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com