

FICHE PRODUIT



Moniteur patient multi-paramètres, Modèle M9000

Référence : SOC-BLT-8000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

SPECIFICATION TECHNIQUE du Moniteur patient multi-paramètres, Modèle M9000:

Général:

Taille et Poids

- Taille 318mm X 264mm X 152mm -Poids 4.5 kg

Affichage

- 10.4" Couleur TFT-LCD
- Résolution 800X600 pixel.ou plus haut

Alimentation fourniture

- Alimentation Voltage AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie d'Alimentation $\leq 85VA$
- Fusible: T1.6AL/250V, 5X20 (mm) -Sécurité niveau: Catégorie I

Batterie

- Type : Batterie Rechargeable de cellule scellée au plomb-acide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Temps de charge: ≤ 10 heures (2 batteries pour 20 heures)
- Temps fonctionné sous l'utilisation normale en pleine charge: > 60 minutes (2 batteries pour 120 heures)
- Temps fonctionné après la première alarme lors de batterie faible

Enregistreur thermique (Option)

- Méthode: Point thermique d'array - Largeur de papier: 50mm (1.97 in) - Vitesse de papier: 12.5/25/50 (mm/sec) ■ Traces Maximales: 3 traces

Sortie de système

- Standard de Ethernet Network RJ45 socle
- RF Sans fil LAN: 433MHz, 10mW (Option)
- Sortie de Defibrillateur: Option
- Sortite de video : Option

Alarme

- Trois Niveaux: Bas, médium et haut - Indication: Auditif et visuel
- Configuration: Défaut et coutume
- Silence: Toute alarme peuvent être be silencieux
- Volume: 45-85dB mesuré par 1 mètre

Tendance

- Stocker & revoir 120 heures de tendance de donnée et la tendance graphique
- Paramètre optionnel: HR, SpO2, NIBP, PR, Resp, CO2, Temp1, Temp2, IBP1, IBP2.
- Cycle intervalle de tendance stockage 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min 15min, 20min, 25min, 30min.

Stockage & Revue

- ECG: l'onde d'ECG d'un câble important à 10 minutes
- Alarme: revue 1000 groupes d'évènements d'alarme
- NIBP: 750 groupes de NIBP mesuré
- Arythmie: 128 groupes de données (l'onde d'ECG à 8 secondes)

Environnement

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Température en fonctionnant: 0~+40°C
- Température en transport et stockage : 20~+55°C
- L'humidité relative: En fonctionnant ≤85%
- En transport et stockage ≤93%
- Pression atmosphérique:
- En fonctionnant 860-1060 hPa
- En transport et stockage 500-1060 hPa

Performance:

ECG

- Mode: 5-câbles (standard); 3-câbles or 12-câbles (option)
- Câbles optionnel: I, II,III,aVR,aVL, aVF
- Obtention: AUTO,0.25x,0.5x, 1.0x,2.0x,4.0x
- Voltage isolé de rupture 4000VAC50/60Hz
- Vitesse de balayage: 12.5mm/s,25mm/s,50mm/s
- HR Gamme: 10-300 bpm
- HR Précision :±1% ou ±1 bpm, n'importe qui est meilleur

Le segment ST

- Gamme de mesure : -2.0mV~2.0mV -Résolution : 0.01mV

RESP

- Méthode: Variation d'impédance entre RA-LL(R-F) -Gamme de mesure: 0-150rpm
- Précision: ±2rpm
- Obtention: x1, x2, x4
- Vitesse de balayage: 6.25mm/s,12.5mm/s, 25mm/s

TEMP

- Gamme de mesure: 25.0°C~50.0°C
- Unité: Celsius (°C), Fahrenheit(°F)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Précision: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (excluant la sonde)
- Câble raccordé: Compatible avec YSI-400

BLT-SpO2

- Gamme de mesure 0-100%
- Précision En 70~100%, $\pm 2\%$
- En 0-69%, non-indiqué
- PR Gamme 25-250 bpm
- PR Précision $\pm 1\%$ ou + 1 bpm, n'importe qui est meilleur

NIBP

- Technique: L'oscillométrie Automatique
- Gamme: Adulte: 10-270mmHg

Enfant: 10-235mmHg

Nouveau-né: 10-135mmHg

- Précision: Statique $\pm 2\%$ or $\pm 3\text{mmHg}$, n'importe qui est meilleur
- Unité: mmHg.kPa
- Gamme de fréquence du pouls: 40-240bpm
- Intervalle pour la mesure automatique : 1,2,3,4,5,10,15,20,30,45,60,90 minutes 2,4,8 heures

IBP(option)

- Canal: 2
- Gamme de mesure: -50~+300mmHg
- Unité: mmHg.kPa
- Précision: $\pm 2\text{mmHg}$ or 2%, n'importe qui est meilleur

EtCO2 (option, Courant latéral)

- Gamme 0-19.7%{0-150 mmHg)
- Unité: %,mmHg.kPa
- Gamme de fréquence respiration 2-150 bpm

EtCO2 (option, Courant principal)**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Gamme 0-19 7%(0-150mmHg}
- Unité: %,mmHg.kPa
- Gamme de fréquence respiration 0-150 bpm

Configuration Standard: ECG,HR,RESP,NIBP,SPO2,TEMP, Batterie

Configuration Optionnel: 2- TEMP, 2-IBP, Imprimant, EtCO2 (courant latéral, courant principal), Nellcor SpO2, ICG.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/6364-moniteur-patient-multi-parametres-modele-m8000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com