


**FICHE PRODUIT**

# PERIMETRE OPHTALMIQUE Modèle: APS-6000Cer

Référence : SOC-APS-6000Cer

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### CARACTERISTIQUES DU PERIMETRE OPHTALMIQUE, Modèle: APS-6000Cer

- Inspection dynamique de la position des yeux.
- Inspection environnemental de l'éclairage.
- PC interne.
- Ecran normal.

1. Un test de champ visuel doit être réalisé sur tous les patients avec une lésion de la vue
2. le test de champ visuel est principalement utilisé pour visualiser les dommages sur la fibre nerveuse à l'arrière de l'œil causée par le glaucome, bien que d'autres affections oculaires puissent également être évaluées
3. détection automatique de la luminosité ambiante
4. reconnaissance dynamique par le clignotement
5. fourni des rapports d'analyse varies
6. une variété de mode d'inspection spécial et du mode de vérification habituel

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Type de stimulus                            | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stimulateur d'écran                         | Bol hémisphérique, rayon de 30 cm intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Source de stimulus                          | Diode électroluminescente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taille du stimulus                          | Goldmann III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intensité du stimulus                       | $\leq 10000$ asb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée du stimulus                           | Ajustable de 0,2 à 2s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du stimulus                         | Jaune, rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Etape du stimulus                           | Total v27, étape 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Retard minimum entre les stimuli            | Ajustable de 0,2 à 2s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contexte d'éclairage                        | 4 abs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diamètre de la lentille principale          | 35 mm (optionnelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Point de stimulus                           | 144(0-60D) ,72 (0-30D), 61(0-10D rouge), 114 (tache aveugle)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| intervalle de déplacement de la mentonnière | Verticale 70mm, horizontale 90m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Méthode de fixation                         | Surveillance automatique avec deux options disponible.<br>Méthode de tache aveugle, méthode de suivi de l'œil<br>Dans les deux méthodes, les erreurs de fixation sont immédiatement annoncées par des alertes visuelles et audibles<br>Le standard de la camera vidéo doit fournir un visuel de l'œil du patient pour une surveillance additionnelle |
| Plage de test                               | Test de défaut (0-60D), test de la tache jaune (centrale 0-10D), test Central 0-30D, test Quadrant, test Périphérique (60-90D), test de tache aveugle                                                                                                                                                                                                |

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/7287-perimetre-ophtalmique-modele-aps-6000cer.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)