

FICHE PRODUIT

Détergent Désinfectant Multi- Usage Anios Surfa'Safe Premium, x12

Référence : SOC-ANI2419544

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Détergent désinfectant Anios Surfa'Safe Premium, en spray diffuseur de mousse

Application

- Nettoyage et désinfection des surfaces hautes, des dispositifs médicaux non immergeables et des structures externes des équipements

Avantages

- Sans alcool, sans parfum et sans CMR
- Large compatibilité avec les matériaux
- Mousse dense pour limiter les gouttelettes aérosol lors de la diffusion

Composition:

- Chlorure de didécyldiméthylammonium 3mg/g

Propriétés microbiologiques:

- Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561 : 3 minutes, EN 13727 sur ERV, A. baumannii

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K.pneumoniae OXA 48 : 1 minute, EN 13697 sur ERV, A. baumannii LSE, E.coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM : 2 minutes

- Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 5 minutes, EN 14562 : 15 minutes
- Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562 : 20 minutes
- Virus : Norovirus : 30 minutes, Rotavirus, PRV, HSV, Vaccinia virus, BVDV : 1 minute

Consignes:

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dispositif médical classe IIb

Conditionnement minimum: 12 flacons de 750ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/7366-detergent-desinfectant-multi-usage-anios-surfa-safe-premium.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com