

FICHE PRODUIT



ANIOS'CLEAN EXCEL D Dose de 25 mL

Référence : SOC-ANI2416097FG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Nettoyage et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.

UNE EFFICACITE BOOSTEE

En détergence :

25% plus efficace grâce à son pouvoir nettoyant dégraissant. Cette méthodologie consiste à déposer une salissure à base de sang citraté, représentative des salissures rencontrées en médecine humaine et des salissures référencées dans la norme EN 15883, sur un coupon de laiton. Le choix du support en laiton vise à évaluer le produit dans les conditions les plus défavorables.

L'efficacité de l'ANIOS'CLEAN EXCEL D selon le protocole du PND en comparaison avec deux produits d'indication équivalente après 15 minutes de trempage à 0,5% permet de démontrer un gain d'efficacité détergente de 25%.

En désinfection : une efficacité antimicrobienne démontrée dès 15 minutes

- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus (HIV, BVDV, HSV-1) et mycobactéries
- Temps de contact 5 à 60 minutes
- Dosage 0,25 à 2 %

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement : 200 × 25 ML

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7368-anios-clean-excel-d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com