

FICHE PRODUIT

ANIOSYME PLA II, Doses de 25 g

Référence : SOC-ANI1307234

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médicaux: ramassage de l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à ultra-sons, en machine à laver l'instrumentation.

Caractéristiques

- Poudre blanche à faible granulométrie
- Poudre peu hygroscopique, non mottante
- Légèrement parfumée
- Stabilité du complexe tri-enzymatique du produit pur et dilué
- Utilisable en bacs à ultra-sons
- pH alcalin (non compatible avec les alliages)
- Association de détergents non ioniques à caractère hydrophile / hydrophobe complémentaires

1. activités antimicrobiennes

- Bactericide
- Mycobactericide

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fongicide : *Candida albicans*, *Aspergillus niger*
- Virucide (HIV, PRV, Herpesvirus)

2. Concentration active : 0,025 % à 0,5 %

3. Compatibilité: Compatible avec tout type de machine automatique à laver l'instrumentation médico-chirurgicale. Compatible avec les matériaux tels que Acier inoxydable, Aluminium anodisé, (PVC), PP, etc.

4. Conditionnement : 100 doses de 25 g

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7369-aniosyme-pla-ii.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com