

FICHE PRODUIT

Détergent-désinfectant MICROSEPT

Référence : SOC-ANI1993064

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Indications du nettoyant et désinfectant MICROSEPT

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux (tels que les instruments rotatifs et les fraises).

Caractéristiques

- Liquide limpide, incolore
- Odeur mentholée
- pH 6,5 à 8,5
- Densité environ 1,0
- Compatible avec les fraises diamantées, en acier, en tungstène et en rubis.

Conditionnement : 2 x 2L

Précautions D'emploi Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Stockage : de +5°C à +35°C.

Actif sur les bactéries, les levures et les virus (HIV, BVDV, Herpès, HBV) avec un temps de contact allant de 5 à 15 min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7373-detergent-desinfectant-microsept.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com