

FICHE PRODUIT

SALVANIOS pH10, bidons de 5L

Référence : SOC-ANI251036

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- » Très haute détergence, sans risque de fixation des protéines.
- » Compatible avec un large panel de dispositifs médicaux et de matériaux y compris l'aluminium anodisé.
- » Large spectre antimicrobien en 15 minutes.
- » Utilisation en trempage manuel ou en bac à ultrasons.

Indications : Nettoyage et pré-désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel endoscopique. Dispositif médical de classe IIb.

Composition : Acétate de guanidinium, propionate de N,N-didécyl-Nméthylpoly (oxyéthyl) ammonium, tensio-actif non ionique, séquestrant, agent alcalin, colorant, excipients.

Propriétés microbiologiques : bactéricide, mycobactericide BK (BACTEC), levuricide, virucide: PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Herpesvirus.

Conditionnements : 4 bidons de 5L + pompe 25 mL

Mode d'emploi : produit à diluer, soit 25mL pour 5L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7416-salvanios-ph10-bidons-de-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com