

FICHE PRODUIT

Inactivant ACTANIOS WD, Bidon de 5L

Référence : SOC- ANI2667369

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques

- Recommandé en présence de souillures organiques importantes.
- pH alcalin.
- Dilution, Température et Temps de Contact adaptés selon la performance recherchée (Détergence / Inactivation totale des prions).

• Indications

Traitement des dispositifs médicaux en machine à laver automatique. Détergent alcalin de l'instrumentation avec inactivation totale du prion. Il est conseillé d'utiliser un produit rinçant acide selon la qualité de l'eau et le dosage d'Actanios WD. S'assurer au préalable de la compatibilité des matériaux et métaux avec le produit.

• Composition

Association d'agents tensioactifs et séquestrant en milieu alcalin.

• Mode d'emploi**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

dilution recommandée entre 0,1 et 0,8%.

- **Conditionnements**

- 2 bidons de 5L
- Existe également en Bidon de 10L et Bidon de 25L

Activité recherchée	Dilution	Tps de contact	T°C
Détergence	0,1 à 0,5% (1 à 5ml/l)	-	Eau chaude (40-70°C)
Détergence-inactivation Prion	0,8% (8ml/l)	7,5 min	43°C

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/7490-inactivant-actanios-wd-bidon-de-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com