

FICHE PRODUIT

BOITACOUCOU

Référence : SOC- ANI425044

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

- Interprétation simplifiée : utilisation d'un agent fluorescent dans le gel.
- Matériau haute résistance (PVC haute pression).
- Pratique : double vue (formateur/utilisateur).
- Connexion possible à une caméra.

• Indications

Matériel pédagogique destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains avec les solutions et gels hydroalcooliques.

• Description du fonctionnement

À l'aide d'un témoin phosphorescent contenu dans un produit hydroalcoolique spécialement conçu pour cette application, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction. Vue intérieure : la lampe ultraviolette dévoile les zones où est appliqué le gel.

• Caractéristiques techniques**- Taille :**

L 52 cm x P 41 cm x H 40 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Description :

Conçu dans un matériau haute résistance en PVC haute pression. Matériel équipé d'une poignée de transport et d'une double visée (utilisateur/formateur).

- Alimentation:

230 V monophasé + PE 50 Hz / Puissance: 70 VA. Par prise normalisée 10/16 A 230 V monophasé + PE 50 Hz, protégée par un dispositif différentiel de 30 mA max.

• Eléments électriques

- 1 tube ultraviolet 8 W.
- 1 prise mâle 2 pôles +PE, avec fusibles 5 x 20 mm (315 mA) et interrupteur.
- 1 cordon secteur 2 pôles +PE.
- 1 rélette pour tube fluorescent 8 W.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/le-materiel/7555-boitacoucou.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com