

FICHE PRODUIT



GOTast/Transaminase ASAT Liquide

Référence : SOC-HBEL010CD

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Méthode:	IFCC
Conditionnement:	240 + 60 ml
CE:	CE
Échantillons:	Sérum, Plasma
Réactif:	Liquide
Mesure:	Ultraviolet, Cinétique
Tests par trousse sur CYANStart:	300
Tests par trousse sur CYANPro:	731
Tests par trousse sur CYANExpert:	1304
Température:	2 - 8°C

Conditionnement minimum de vente: 240 + 60 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9524-got-ast-liquide.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com