

FICHE PRODUIT



Créatinine

Référence : SOC-HB0080CD

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Description

Créatinine

Description de la Créatinine

Méthode : Jaffe

Conditionnement: 2 boîtes(2 x 125 ml)

CE: CE

Échantillons: Sérum, Plasma

Réactif: Lyophilisé

Mesure: Colorimétrique, Point final

Tests par trousse sur CYANStart: 250

Tests par trousse sur CYANPro: 595

Tests par trousse sur CYANExpert : 1041

Température : 2 - 8 °C

Conditionnement minimum de vente : 2 boîtes (2 x 125 ml)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9529-creatinine.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com