

FICHE PRODUIT

Système de test paludéen QBC avec Paralens advance, microscope et centrifugeuse

Référence : SOC-QBC424350

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Avantages du test paludéen QBC sur les diagnostics conventionnels du paludisme

- **Sensibilité accrue**

Ce test le plus sensible disponible pour le diagnostic du paludisme en raison de:

- Le volume élevé de sang
- La concentration des parasites par centrifugation
- La coloration fluorescente des parasites

Le test paludéen, Modèle QBC est de 5,5 à 7% plus sensible que les films épais habituels. Il peut détecter 1 parasite par μL de sang et établir un diagnostic plus rapidement que le film épais dans 47% des cas de parasitémie faible (<10 parasites par μL). Jusqu'à 18% de positifs supplémentaires sont rapportés par QBC que la méthode classique en film épais.

- **Spécificité accrue**

Toutes les espèces de Plasmodium sont identifiées et quantifiées dans le tube du test paludéen en utilisant le système du microscope traditionnel; La différenciation des espèces est possible dans ce test, ce qui permet au médecin d'administrer le bon type de médicament. En raison de la grande

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

sensibilité du test QBC, il est possible de détecter les parasites du paludisme très tôt, en évitant une longue récupération et la perte de jours ouvrables pour le patient. Un test QBC est très spécifique et un résultat négatif permettra au patient d'éviter un traitement multi-médicaments.

- **Temps d'entraînement réduits**

Des utilisateurs formés en cinq jours produisent les mêmes résultats que des microscopistes chevronnés utilisant des frottis épais

- **Gain de temps**

Les résultats peuvent être obtenus en seulement 8 minutes, une fraction de temps exigée par la méthode du frottis épais

- **Installation simple et revue**

Le système QBC utilise un seul tube pour collecter, colorer et traiter les échantillons de sang. Les principes de centrifugation et fluorescence améliorent l'examen en permettant la concentration des parasites visibles dans une zone spécifique du tube.

- Idéal pour une utilisation sur le terrain
- Fluorescence sûre - sans mercure lors de l'utilisation du QBC ParaLens Advance, une alternative au microscope.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tests-paludeen/9548-kit-test-paludeen-modele-qbc.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com