

FICHE PRODUIT

ParaLens Advance de QBC avec objectif x20/x40 & x100: alternative pour un microscope fluorescent

Référence : SOC-QBC424280

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

• DESCRIPTION

Les tubes du test paludéen QBC sont destinés à être utilisés avec un microscope fluorescent.

Le ParaLens Advance QBC peut être attaché à un microscope optique standard pour créer un microscope fluorescent LED; Une alternative peu coûteuse et plus portable à un microscope fluorescent traditionnel.

Le ParaLens Advance QBC utilise donc une microscopie fluorescente LED.

Caractéristiques de l'appareil Palens Advance QBC

L'appareil ParaLens AdvanceQBC (**grossissement objectif x20/x40 , x100**), offre:

- une capacité de fluorescence pour tout microscope photonique au moyen d'une source lumineuse à DEL durable.
- Une installation simple et des configurations multiples permettent de le transport à multiples

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

endroit, ce qui le rend très pratique.

Dimensions : 30,5 cm L x 9,9 cm P x 21,1 cm H

Poids : 1,41 kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tests-paludeen/9551-paralens-advance-qbc-alternative-pour-un-microscope-fluorescent.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com