

FICHE PRODUIT

Stromatolyseur Sysmex

Référence : SOC-SG-KS-0032

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le réactif STROMATOLYSER-IM est utilisé pour détruire les globules rouges afin d'aider au comptage et à la caractérisation des globules blancs immatures. Ce réactif est utilisé sur les analyseurs d'hématologie Sysmex série XE et série SE.

Conditionnement: 3 x 42 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9554-stromatolyseur-sysmex.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com