


FICHE PRODUIT



Réactif test de widal Felix

Référence : SOC-5011

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Suspensions d'antigènes prêts à l'emploi (Brucella, Salmonella, Proteus).

Méthode d'agglutination sur lame ou en tube.

Réaction d'agglutination entre les anticorps (agglutinines) du sérum humain et leurs antigènes homologues.

Conditionnement: coffret de 8 x 5mL comprenant :

- Salmonella Paratyphi AH
- Salmonella Paratyphi AO
- Salmonella Paratyphi BH
- Salmonella Paratyphi BO
- Salmonella Paratyphi CH
- Salmonella Paratyphi CO
- Salmonella Paratyphi H
- Salmonella Paratyphi O

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Salmonella Paratyphi AH**Conformité et garantie**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/reactifs/9584-reactif-test-de-widal-felix.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com