

FICHE PRODUIT

Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 1000

Référence : SOC-MAGLUMI1000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 1000

Le Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 1000 utilise une technique d'analyse à l'aide **d'antigènes artificiels** pour déterminer la **concentration d'hormones**, d'**antigènes**, de **médicaments**, etc., dans le **sang**, l'**urine** ou les **liquides biologiques**.

Le principe de Luminescence:

- Chimiluminescence Flash Non-enzyme, réactifs de longue stabilité.
- Marquage ABEI, stable en solution acide et alcaline

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Les caractéristiques du réactif:

- Kit intégré, prêt à l'emploi, aucun prétraitement requis.
- Kit intégré inclus calibreurs.
- Nano particules super paramagnétiques.
- Etiquette RFID pour enregistrer tous les infos des réactifs.
- Etiquette RFID avec la courbe principale intégrée
- Un étalonnage de 2 points pour régler la courbe principale.
- Stabilité d'étalonnage : maximum 4 semaines.

Specifications techniques du Système d'immunoanalyse par chimiluminescence (CLIA), Modèle MAGLUMI 1000:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Les caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Cadence : jusqu'à 120 tests / heure • 24 heures prêt à l'emploi • Durée du premier résultat : 17 minutes
Les modes de fonctionnement	Coup par coup, série d'urgence
Le chargement d'échantillon	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 144 tubes primaires. • Chargement continu, possibilité d'urgence • Analyseur automatique numéroté • Connexion LIS
Le chargement du réactif	<ul style="list-style-type: none"> • 15 réactifs à bord. • Chargement continu • RFID pour lire toutes les infos de réactifs. • Zone de réactif réfrigérée
D'autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Détection de Calliot • La détection du niveau de réactifs • Ratio optionnel pour la dilution d'échantillon • Dilution automatique d'échantillon à haute concentration • Incubation constante de 37 °C. • Température de fonctionnement de 15 – 30 °C
Interconnexion	Connexion à LIS passant par COM ou à réseau • L'exploitation directe du système LIS pour tester
Dimensions	135 (L) x 64 (P) x 87 (H) cm
Poids	148 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chaine-elisa-lecteur-laveur/9592-systeme-d-immunoanalyse-par-chimiluminescence-clia-maglumi-1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com