

FICHE PRODUIT



Magnésium

Référence : SOC-HB0320A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Méthode	Xylidyl Bleu
Conditionnement	5 bts (8 x 125 ml)
Température	2 - 25 °C
Echantillons	Sérum, Plasma, Urine
Réactifs	Liquide
Mesures	Colorimétrique, Point final
Tests par trousse sur CYANStart:	1000
Tests par trousse sur CYANPro:	2000
Tests par trousse sur CYANExpert:	4000

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9625-magnesium.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com