

FICHE PRODUIT



MAGLUMI T3 (CLIA)

Référence : SOC-130203003

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

DOMAINES D'UTILISATION

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de la triiodothyronine (T3) dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 0,06 à 10,0 ng/ml.

L'essai doit être effectué dans l'analyseur de dosage Immunologique par chimiluminescence entièrement automatique (CLIA) MAGLUMI

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9637-maglumi-t3-clia.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com