

FICHE PRODUIT



MAGLUMI TRAb (CLIA)

Référence : SOC-130203009

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DOMAINES D'UTILISATION

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif des anticorps dirigés contre le récepteur de la TSH (TRAb) dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 2,5 à 300 UI/ml.

Le test doit être effectué avec l'analyseur d'immuno-analyse par chimiluminescence (CLIA) entièrement automatisé MAGLUMI

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9645-maglumi-trab-clia.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com