

FICHE PRODUIT

MAGLUMI FSH (CLIA)

Référence : SOC-130202001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DOMAINES D'UTILISATION

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de l'hormone folliculostimulante (FSH) dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 0,5 à 400 mUI/ml.

Le test doit être effectué avec l'analyseur d'immuno-analyse par chimiluminescence (CLIA) entièrement automatisé MAGLUMI

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9646-maglumi-fsh-clia.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com