

**FICHE PRODUIT**

## **β2-MG -MG MAGLUMI (CLIA)**

Référence : SOC-130204001

**Points forts**

- délais : 48 heures

### **Description du produit**

**UTILISATION PRÉVUE**

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de la β2- microglobuline (β2-MG) dans le sérum ou l'urine humaine.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 0,03 à 10 µg/ml.

L'essai doit être effectué dans l'analyseur de dosage immunologique par chimiluminescence entièrement automatique (CLIA) MAGLUMI

### **Conformité et garantie**



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9692-2-mg-maglumi-clia.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com