

FICHE PRODUIT



Analyseur d'hématologie modèle HEMAT- PE-6800

Référence : SOC-PE-6800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

AUTOMATE D'HEMATOLOGIE HEMAT-PE6800

Cet analyseur d'hématologie encore appelé compte globule est un équipement de laboratoire au format de table et entièrement automatisé. Cet automate utilise la méthode "Coulter" qui consiste à compter les cellules passant au travers d'un orifice et à mesurer le contenu en hémoglobine des globules rouges par photométrie.

Détails de l'analyseur d'hématologie

Catégorie parente: LABORATOIRE

Catégorie : HEMATOLOGIE

Formule leucocytaire 3 populations, 20 paramètres + 3 histogrammes (WBC/RBC/PLT) !

- 3 modes de numération : Capillaire, Sang total ou Sang prédilué.
- Vitesse : 35 tests par heure !
- Dilution, lyse, mélange, rinçage lavage automatiques.
- Sonde d'aspiration à nettoyage automatique.
- Stockage : 12000 Paramètres (comprenant histogrammes).
- Imprimante thermique incorporée
- Lecteur Bar code (en option)
- Alerte de fin de réactif
- Large écran de visualisation Affichage: LCD couleur Résolution: 640 x 480

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

. AC 220V±10% 50/60±1 Hz

Livré avec accessoires de démarrage Et réactifs de démarrage
Logiciel convivial et simple d'utilisation.

L'AUTOMATE D'HEMATOLOGIE HEMAT-PE6800 détermine les 20 paramètres hématologiques suivants:

Globule blanc WBC 10⁹/L
Globule rouge RBC 10¹²/L
Hémoglobine Concentration HGB g/L
Plaquettes PLT 10⁹/L
MCHC g/L
Volume globulaire moyen MCV fL
Hématocrite HCT %
Mean Cell (erythrocyte) Hemoglobin MCH Pg
Lymphocyte Lymph# 10⁹/L
Mid-sized cell Mid# 10⁹/L
Granulocyte Gran# 10⁹/L
Lymphocyte pourcentage Lymph% %
Mid-sized cell pourcentage Mid% %
Granulocyte pourcentage Gran% %
Coéf. de variation G Rouge RDW-CV %
Déviation Standard G. Blanc RDW-SD fL
Volume plaquettaire moyen MPV fL
Distribution plaquettaire PDW fL
Plateletcrit PCT
rapport de cellules plaquettes larges P-LCR %

Volume échantillon: 1-pré dilué: 13 µL, 2-Sang complet: 9.6 µL, 3-Capillaire: 9.6 µL

Menu: Comptage, revisualisation, contrôle de qualité, setup, service,
calibration, mise hors tension

mode de Calibration: Manuel et Automatique

Connectiques Entrée/Sortie: 2x USB, 2X RS232, 1x sortie parallèle pour imprimante, 1x VGA pour
écran externe, 2x PS/2

Impression du compteur de globules: Imprimante thermique de 50 mm de largeur

Plusieurs formats d'impression disponibles

Environnement du compteur de globules: Température: 15°C-30°C,

Humidité: 30 % - 85 %

Alimentation: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimension: 322 x 437 x 386 mm

Poids: 17,9 Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/9781-analyseur-d-hematologie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com